

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique, Modèle YE680B

Référence : SOC-YE680B

Points forts

- Type : Manobrassard

Description du produit

Le **tensiomètre électronique modèle YE680B** est un dispositif fiable et simple d'utilisation pour surveiller la pression artérielle à domicile ou en cabinet. Conçu pour offrir une mesure rapide et précise, il fonctionne automatiquement au bras grâce à un système de gonflage intelligent qui garantit confort et stabilité pendant la prise de tension.

Son **grand écran LCD** permet une lecture claire de la pression systolique, diastolique et du pouls. Le YE680B dispose également d'une **détection d'arythmie (Afib)**, idéale pour identifier les irrégularités éventuelles du rythme cardiaque. Grâce à sa **mémoire intégrée**, l'utilisateur peut enregistrer plusieurs mesures afin de suivre l'évolution de sa santé cardiovasculaire au quotidien.

Compact, léger et alimenté par piles ou adaptateur secteur selon configuration, ce tensiomètre répond aux besoins des particuliers, pharmacies, infirmeries, centres de soins et professionnels souhaitant proposer un contrôle fiable de la tension.

Points forts :

- Mesure automatique au bras
- Détection d'arythmie
- Écran LCD large et lisible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Gonflage intelligent et confortable
- Mémoire d'enregistrement
- Appareil compact, stable et facile à utiliser

Spécifications Techniques

Plage de mesures :

Pression : 0 à 280mmHg

Pouls : 40-200µ /min

Précision des mesures de la pression : +/-4mmHg

Précision des mesures du pouls : +/-5% de la valeur

Mode de fonctionnement : intermittent

Classe de protection électrique : Type BF

Capteur de pression : à semi-conducteur

Alimentation : courant continu ,5x piles AA 6V 600mA

Mémoires : jusqu'à 74 mesures

Fonction de diffusion vocale

Grand écran LCD rétroéclairé

99x2 groupes de mémoire pour deux utilisateurs

Indication pour les battements cardiaques irréguliers

Détection du port du brassard

Indication d'erreur de mouvement

Taille : 61,5 × 28,5 × 22 cm (avec brassard 360)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/16217-tensiometre-electronique-modele-ye680b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type	Manobrassard

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com