

FICHE PRODUIT



Soudeuse stérile Maconnect

Référence : SOC-210822

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

- Dimensions : Sans support de plateau : L x l x H = 27 x 41 x 23 cm (11" x 16" x 9")
Avec support de plateau : L x l x H = 59 x 41 x 23 cm (23" x 16" x 9")
- Poids : Avec support plateau : 12.5kg
- Spécifications des tubes : Chlorure de polyvinyle (PVC) Diamètre intérieur : 2,9 mm < ID < 3,4 mm Diamètre extérieur : 3,9 mm < OD < 4,5 mm
- Configurations des connexions : Mouillé/Mouillé, Sec/Sec, Mouillé/Sec, Sec/Mouillé
- Temps de cycle de connexion : 30 secondes
- Alimentation secteur : 100-240Vac, 50-60Hz, 2.8A (maximum à 100Vac)
- Consommation électrique maximale : 280 W max (lors de la connexion)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/16219-soudeuse-sterile-maconnect.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com