

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de table, 08 tubes modèle PLC-03

Référence : SOC-180821

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse basse vitesse
- Capacité du rotor : 15mlx8

Description du produit

- Description

Caractéristiques:

- Code: série PLC
- Dimension: 27 x 27 x 25 cm environ.
- Rotor: angle fixe
- Minuterie (mécanique): 60 minutes
- Système de fermeture de sécurité
- Accessoire standard: adaptateurs de tube
- Normes: CE, OIN, GMP, FDA
- Poids net: 8,0 kg ou 17,64 lbs.

Informations de commande:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Modèle: PLC-03
- Capacité: 08 x 10 - 15 ml
- Rotor: A-0815 pour 8 tubes à essai de 15 ml (10 ml)
- Régime maximum: 4500 rpm, Maximum
- Indicateur d'alimentation : Lampe LED

Option : (obturation + couvercle verrouillable)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/16226-centrifugeuse-de-table-08-tubes-modele-plc-03.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse basse vitesse
Capacité du rotor	15mlx8

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com