

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique au bras modèle TENSIONIC de SPENGLER

Référence : SOC-DSP527522

Description du produit

Tensiomètre électronique au bras Spengler - Modèle TENSIONIC

Le **TENSIONIC de Spengler** est un tensiomètre électronique au bras conçu pour offrir une mesure **rapide, fiable et confortable** de la pression artérielle. Marque française de référence dans le diagnostic médical depuis 1907, **Spengler** garantit avec ce modèle une précision et une robustesse adaptées aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de santé.

Grâce à la **technologie oscillométrique**, le TENSIONIC mesure automatiquement la pression systolique, diastolique et le pouls. Son **grand écran LCD** assure une lecture claire des résultats, tandis que la **détection des battements irréguliers (arythmie)** permet un suivi cardiovasculaire plus sûr.

Compact et simple d'utilisation, il est parfait pour une surveillance quotidienne de la tension à domicile, en cabinet ou en déplacement.

Caractéristiques principales

- ☐ **Mesure automatique SYS/DIA + fréquence cardiaque**
- ☐ **Technologie oscillométrique haute précision**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Détection des battements irréguliers (arythmie)**
- **Grand écran LCD très lisible**
- **Manchette confortable et ajustable**
- **Mémoire intégrée** pour l'enregistrement des mesures
- **Indicateur d'évaluation OMS** (classification des niveaux de tension)
- **Utilisation simple : un seul bouton**
- **Arrêt automatique** pour une meilleure autonomie

Avantages

- ✓ Fiabilité Spengler : précision et robustesse
- ✓ Lecture claire même pour les personnes âgées
- ✓ Utilisation intuitive, adaptée à la maison ou au cabinet
- ✓ Conception ergonomique et transport facile
- ✓ Excellent rapport qualité-prix en diagnostic médical

Applications

- Auto-surveillance de la tension
- Suivi de l'hypertension
- Utilisation par les infirmiers & cabinets médicaux
- Contrôle régulier pour les patients sous traitement cardiovasculaire

Caractéristiques techniques

- **Type** : tensiomètre électronique au bras
- **Méthode** : oscillométrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Plage de mesure** : 0 - 300 mmHg
- **Précision** : ± 3 mmHg
- **Plage pouls** : 40 - 199 bpm
- **Manchette** : 22-32 cm (souvent fournie ; extensions possibles)
- **Affichage** : grand écran LCD
- **Mémoire** : environ 30 à 60 mesures (selon version)
- **Alimentation** : piles AA
- **Fonctions** : OMS, arythmie, arrêt automatique

CARACTERISTIQUES du tensiomètre TENSORIC de spengler

- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales
- Méthode de mesure : oscillométrique
- Précision :
 - Tension +/- 3 mmHg.
 - Pouls +/- 5% du résultat.
- Fourchette de mesure :
 - SYS / DIA : 0 - 300 mmHg.
 - Pouls : 30 à 200 battements/min.
- Circonférence du brassard : 22 à 42 cm.
- Utilisateurs : 2 utilisateurs avec Mémoire : 2 x 60 mesures horodatées.
- Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, heure, date, indicateur de classification OMS, moyenne des résultats sur trois séries, voyant du rythme cardiaque irrégulier.
- Alimentation : 4 piles alcalines AA (fournies).
- Dimensions : 166 x 114 x 72 mm.
- Poids : 468 g (piles non comprises).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/16229-tensiometre-electronique-au-bras-modele-tensonic-de-spengler.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com