

FICHE PRODUIT

Gant d'examen nitrile, non poudrés semperguard Comfort, Boîte de 100

Référence : SEI-GNSGMNP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants d'examen nitrile, non poudrés SEMPERGUARD

- 100% nitrile souple bleu;
- Finition : Intérieure : lisse, Extérieure : texturés,
- Longueur de la manchette : 240 à 255 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,25 mm;
- Conformés aux normes : -EN 455 1,2,3 -EN 374 1,2,3 -EN 388;

Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-nitrile/1623-gants-nitrile-non-poudres-semperguard-moyen-7-8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SEI-GNSGMNP0	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SEI-GNSGMNP1	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SEI-GNSGMNP2	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SEI-GNSGMNP3	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com