

FICHE PRODUIT

Table de réanimation pédiatrique néonatale BN-100

Référence : SOC-BN100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fonctionnalités

Système de température asservi à microprocesseur Trois modes : préchauffage, manuel ou automatique

Réglez l'affichage de la température et de la température de la peau séparément

La tête de chauffage inclinée de conception spéciale est plus pratique pour les rayons X. Chauffage en acier au carbone pour plus d'efficacité.

Fonctions d'alarme sonore et visuelle :

Panne de courant, écart de température, panne du capteur de température, panne de la température de la peau, surtempérature Minuterie APGAR pour enregistrer le temps de traitement

Cassette à rayons X pratique sous le lit de bébé Inclinaison électrique du lit de bébé

Lumière d'observation LED réglable, luminosité réglable

Quatre protecteurs transparents pliés avec 2 joints d'infusion

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Unité de photothérapie à LED, système d'alimentation en oxygène

Lit bébé plus grand

Aspirateur basse pression intégré

Avec connecteur RS-232, 2 plateaux et 2 tiroirs

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/16230-table-de-reanimation-pediatrique-neonatale-bn-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com