

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène 5 LPM, Modèle JAY-05

Référence : SOC-LPMJ05

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène médical JAY-05** est un dispositif conçu pour fournir un apport continu en oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie légère à modérée. Avec un débit allant jusqu'à 5 litres par minute, il offre un excellent équilibre entre performance, confort d'utilisation et efficacité énergétique.

Grâce à sa technologie de concentration d'oxygène, le JAY-05 extrait l'oxygène de l'air ambiant pour délivrer un flux stable et de haute pureté, sans utilisation de bouteilles, ce qui en fait une solution économique et sécurisée.

Performance adaptée au quotidien

Avec un débit réglable jusqu'à 5 L/min, ce concentrateur d'oxygène est parfaitement adapté aux besoins en oxygénothérapie à domicile ou en milieu médical. Il garantit une production stable et continue.

Conception fiable et durable

Le modèle JAY-05 est conçu pour fonctionner sur de longues périodes. Sa robustesse et la qualité de ses composants assurent une excellente durabilité et une utilisation en toute sécurité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux permet une utilisation prolongée, y compris pendant la nuit. Son interface simple facilite la prise en main, même pour les utilisateurs non professionnels.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Usage en clinique et cabinet médical
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne

Avantages clés

- Débit jusqu'à 5 L/min
- Haute pureté d'oxygène
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation continue
- Entretien facile

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène JAY-05 est une solution fiable pour améliorer le confort respiratoire et assurer un traitement efficace.

Concentrateur d'Oxygène JAY-05

SPÉCIFICATION :

Débit 0-5L / min

Pureté 93 ± 3%

Pression de sortie (MPa) 0.04-0.07

Niveau sonore ≤50db

Puissance AC230V, 50Hz

Consommation électrique ≤530W

Écran LCD Pression de service, temps de travail actuel,

Temps accumulé, temps pré-réglé de 10 minutes à 40 heures

Alarme de panne de courant, alarme de pression haute et basse

Alarme de température, alarme de basse pureté.

Poids net 25Kgs

Taille (mm) 365 × 375 × 600mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16231-concentrateur-d-oxygene-5-lpm-modele-jay-05.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com