

FICHE PRODUIT

Potence sur pied 150 kg

Référence : SOC-80922

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description générale

Mât de levage avec base au sol Base avec châssis tubulaire en acier revêtu, complète de pieds en plastique. Mât en acier chromé, avec triangle et ceinture en nylon réglable. Amovible.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/16233-potence-sur-pied-150-kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com