

FICHE PRODUIT



Mannequin de formation pour insertion implants au bras modèle RITA

Référence : SOC-1012451

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTERISTIQUES DU MANNEQUIN DE SIMULATION RITA

Bras supérieur gauche sur base

Les inserts de bras souples simulent les tissus mous des bras

L'insert en mousse souple peut être tourné à 360° permettant de multiples exercices d'insertion

Fourni avec 5 inserts tubulaires, Une peau en latex supplémentaire, Manuel d'instructions

Disponible en teint noir et clair

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/16235-mannequin-de-formation-pour-insertion-implants-au-bras-modele-ritatm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com