

FICHE PRODUIT



Echographe doppler couleur sur chariot, modèle HY-C380

Référence : SOC-C380

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Echographe doppler couleur sur chariot, modèle HY-C380

Spécifications de l'échographe doppler couleur, Modèle HY-C380

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

sondes disponibles	- Sonde convexe 3,5 Mhz (standard) - Sonde Transvaginale R10 6,5 Mhz, - Sonde linéaire 7.5 Mhz, - Sonde réseau phasé 2.5 Mhz, - sonde de volume R10 3,5 Mhz,
Technologie de traitement d'image	ITHI, imagerie trapézoïdale, imagerie composée spatiale, réduction du chatoiement, B-steer, moyenne d'images, filtre mural, échelle de gris 256, contrôle de l'angle/de la largeur de balayage,
Gestion des fichiers	Stockage sur disque dur, cliché, DVD-ROM, USB, RS232, DICOM 3.0 intranet, port d'impression parallèle
Produits et logiciels	OB, Gyn, petites parties du corps, urologie, anthologie, cardiologie, vaisseaux sanguins
Configuration standard	Unité principale, sonde convexe 3,5 MHz, moniteur LCD 19", 4 connecteurs de sonde, 4 ports USB
options	Sonde transvaginale R10 6,5 Mhz, sonde linéaire 7,5 Mhz, sonde à réseau phasé 3 Mhz, sonde de volume R10 4 Mhz, clavier haut/bas, imprimante vidéo couleur, imprimante laser, DICOM3.0, gel

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/16244-echographe-doppler-couleur-sur-chariot-modele-hy-c380.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com