

FICHE PRODUIT

Calot chirurgical classique vert

Référence : SOC-CC2405

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le calot idéal pour infirmiers, tous les chirurgiens, et tous les professionnels de santé.

- Tissu de grande qualité, 100 % coton
- calot mixte pour homme et femme
- Bandeau intégré au niveau du front
- Cordon de fermeture pour un réglage facile
- Taille standard, pour tour de tête jusqu'à 68 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection/16245-calot-chirurgical-classique-vert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com