

**FICHE PRODUIT**



## Micropipette autoclavable, vol. fixe 200 uL

Référence : SOC-66730220

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- Description

Micropipette autoclavable, vol. fixe 200 uL

Compatibles avec les cônes universels.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/micropipettes-de-laboratoire/16247-micropipette-autoclavable-vol-fixe-200-ul.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)