

FICHE PRODUIT



Micropipette autoclavable, vol. fixe 500 uL

Référence : SOC-66730250

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Micropipette autoclavable, vol. fixe 500 uL
Compatibles avec les cônes universels.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipettes-de-laboratoire/16248-micropipette-autoclavable-vol-fixe-500-ul.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com