

FICHE PRODUIT



Pèse-personne mécanique à contrepoids coulissant Seca 711

Référence : SOC-SECA711

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pèse-personne mécanique à contrepoids coulissant Seca 711

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/16250-pese-personne-mecanique-a-contrepoids-coulissant-seca-711.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com