

FICHE PRODUIT

Pèse-bébé électronique avec plateau extra-large SECA 376

Référence : SOC-SECA376

Points forts

- délais : 48 heures
- Alimentation du pèse bébé : Polyvalente (secteur et piles))
- Système du pèse-bébé : Electronique
- Classe : III Moyenne

Description du produit

- Description

Pèse-bébé électronique avec plateau extra-large SECA 376

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/16252-pese-bebe-electronique-avec-plateau-extra-large-seca-376.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Alimentation du pèse bébé	Polyvalente (secteur et piles))
Système du pèse-bébé	Electronique
Classe	III Moyenne

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com