

FICHE PRODUIT



Portoir réfrigérant Eppendorf

Référence : SOC-033183

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

Tubes PCR 0,2 et 0,5 ml.

96 Puits

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-unirack/16253-portoir-refrigerant-eppendorf.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com