

**FICHE PRODUIT**

## Portoir rotatif pour pipettes manuelles mono ou multicanaux Eppendorf

Référence : SOC-933909

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques Techniques**

Portoirs carrousels standard pour 6 pipettes manuelles mono ou multicanaux  
Supports pour pipettes pouvant être fixés au mur ou sur portoirs carrousels (sans outil)

Poids emballé: 1,986kg

Dimensions emballé: 40 x 25 x 23,5 cm

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/16255-carrousel-2-de-pipettes-pour-6-pipettes-manuelles-monocanal-ou-multicanaux.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)