

FICHE PRODUIT

Lampe UV portative avec filtre

Référence : SOC-324016

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

$\mu\text{W}/\text{cm}^2$: 720/520

Tubes : 2x6 W

Nm : 365/254

Dimensions : L x l x H : 200 x 85 x 60 mm

Poids emballé : 1,218 kg

Dimensions emballé : 32,5 x 15,5 x 10 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteurs-de-lumiere-froide/16256-lampe-uv-portative-avec-filtre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com