

FICHE PRODUIT



Congélateur basse température, Modèle BDF-86V58

Référence : SOC-BDF-86V58

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

Taille externe (L * P * H) mm: 635*757*1212

Capacité: 58L

Type: Verticale

Temp. Intervalle: -40°C □ -86°C

Temp. Précision: 0,1

Système de contrôle: Commande à microprocesseur et affichage LED

Alarme sonore et visuelle: Alarme haute et basse température, alarme de défaillance du capteur, alarme de défaillance du thermostat, alarme de panne de courant, alarme de porte ouverte, alarme de température ambiante, condenseur alarme de panne, alarme d'inspection de filtre, alarme de tension anormale, alarme de batterie faible.(BDF-86V58)

Haute et basse température, défaillance du capteur. (BDF-86V108 BDF-86V160) (BDF-86V58)

Haute et basse température, défaillance du capteur. (BDF-86V108 BDF-86V160)

Méthode d'alarme: Des bips sonores et des lumières clignotent

Type de réfrigération: Réfrigération directe

Réfrigérant: R290 et R170

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Compresseur: 1 jeu

Condenseur et évaporateur: En cuivre

Construction

Épaisseur de la couche de mousse: 150

Matériel interne: Acier inoxydable 304

Matériel externe: Tôle d'acier pulvérisée

Portes: Porte verrouillable

Roulette: 4 roulettes

Chambre avec porte intérieure: 1

Étagère: 1pcs

Port de test de température: 1,ø25mm

Consommation: 442

Alimentation: AC /220V+10%, 50/60Hz

Taille de l'emballage (L*P*H) mm:730*845*1400

Poids brut: 155kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateur-mixte/16258-congelateur-basse-temperature-modele-bdf-86v58.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com