


FICHE PRODUIT



YSI Câble et sonde ProODO

Référence : SOC-1409022

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

- Description

Pour une utilisation exclusive avec les instruments de mesure portatifs ProODO.

Les ensembles comprennent un capteur optique d'O.D ProODO et un bouchon de détection

Les ensembles de câbles de plus d'un mètre comprennent également un kit de gestion des câbles

Spécification

Précision : ± 1 mg/l

Longueur (métrique) du câble : 10 m

Certifications/Conformité : RoHS, CE, DEEE, IP65

Résolution de la température : 0,1°C

À utiliser avec (équipement) : Appareil de mesure de température/mesure de l'oxygène dissous

À utiliser avec (application): Enregistre les données d'étalonnage dans le capteur

Longueur (impériale) du câble : 32 pieds

Gamme de température (métrique) : 10°C à 40°C

Comprend : Bouchon de détection et kit de gestion des câbles

Garantie : 2 ans

Type de sonde : ProODO

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/16259-ysi-cable-et-sonde-proodo.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com