

FICHE PRODUIT

Centrifugeur de paillasse, 6 x 50 ml, EBA280

Référence : SOC-658714

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Pour de petites centrifugeuses, les modèles EBA 280 offre un confort d'utilisations exceptionnelles et une sélection de six rotors. Un système de changement rapide permet de l'échanger rapidement et simplement. Positionné sans vis ni serrage, le rotor est maintenu en place en toute sécurité et s'arrête de lui-même.

AVANTAGES

- RPM: 200 - 6.000 min -1
- Réglable par pas de 10
- ACR max.: 4.146 | 5.071
- Capacité max.: 6 x 50 ml
- Petite centrifugeuse avec système de changement de rotor rapide
- 6 rotors disponibles
- Conforme IvD selon la norme 98/79/EC
- Niveau sonore max de ≤ 51 dB(A) | ≤ 56 dB(A)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Touche impuls pour centrifugation de courte durée
- 9 rampes d'accélération et de freinages
- Programmation facile par clavier numérique
- 9 programmes

BÉNÉFICES

- Boîtier en plastique
- Couvercle métalliques
- Oeillette de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle à une main
- Sécurité anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en acier inox
- Reconnaissance automatique du rotor
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Surveillance des balourds
- Affichage des différents paramètres de centrifugation
- Signal sonore en fin de processus de centrifugation

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 200 – 240 V 1

Fréquence : 50 – 60 Hz

Charge de connexion : 185 VA

Émission, Immunité : EN/IEC 61326-1, classe B

Capacité max. : 6 x 50 ml 6 x 50 ml

RPM max. : 6.000 min-1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

ACR max. : 4.146

Durée : 1 – 99 min : 59 s, □ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)

Dimensions (L x P xH) : 326 x 400 x 242 mm

Poids : env. 12 kg

Niveau sonore : ≤ 47 dB (A) avec rotor 1137

ROTOR ANGULAIRE, 6 PLACES

RPM max. | ACR max. : 6.000 min⁻¹ | 4.025

Capacité max. : 6 x 50 ml

Accélération | freinage en sec. : 20 | 17

Angle | Niveau sonore max. : 35° | 47 dB (A)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/16262-centrifugeur-de-paillasse-6-x-50-ml-eba280.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com