

FICHE PRODUIT



Cupule d'hystérogographie 3 cônes en 1

Référence : SOC-725CC2VCUP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Cupule d'hystérogographie 3 cônes en 1

Cathéter coulissant

cupule rigide 2 voies + set de 3 cones 23/28/35mm Boîte de 5 - Stérile EO

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringue-hysterographie/16263-cupule-d-hysterographie-3-cones-en-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com