

FICHE PRODUIT



Microcuvettes HemoCue® Hb 301 (4 Flacons de 50 microcuvettes)

Référence : SOC-111801

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microcuvettes HemoCue® Hb 301

Les Microcuvettes HemoCue® Hb 301 sont optimisées pour le dépistage de l'anémie dans les contextes de soins primaires et de don de sang.

Une solution simple et pratique. Le système HemoCue® Hb 301 offre un accès rapide et facile à des résultats de qualité laboratoire sans compromettre la précision, même dans des climats exigeants avec des températures et une humidité élevées.

Les microcuvettes HemoCue® Hb 301 sont présentées dans des flacons (bouteilles/cylindres) contenant 50 microcuvettes dans chaque flacon (4x50).

Condition minimum de vente : 4 Flacons de 50 microcuvettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-laboratoire/16264-microcuvettes-hemocuer-hb-301.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com