

FICHE PRODUIT

Cuve d'électrophorèse à membrane en acétate de cellulose, Modèle JY-SP7A

Référence : SOC-220922

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cuve d'électrophorèse à membrane en acétate de cellulose

- Peut maintenir une température constante avec un dispositif de refroidissement.
- La tige amovible peut être ajustée pour répondre à différentes distances.
- Les électrodes amovibles permettent une maintenance et un remplacement faciles et rapides.
- Arrêt automatique lorsque le couvercle est déplacé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Taille du pont (Lxl): 82x250 (mm)

Volume total de tampon: 560 (ml)

Dimensions (LxIxh): 318xl 75x65 (mm)

Poids: 1,0 (kg)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrophorese/16265-cuve-d-electrophorese-a-membrane-en-acetate-de-cellulose.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com