

FICHE PRODUIT

Générateur pour électrophorèse, Modèle JY-300

Référence : SOC-JY300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTIONS:

Générateur pour électrophorèse, Modèle JY-300

Le générateur pour électrophorèse, Modèle JY-300, peut répondre à l'électrophorèse horizontale conventionnelle, à l'électrophorèse verticale de petite et moyenne taille. Il assure également l'exigence d'expérience d'électrophorèse sur membrane d'acétate, ses caractéristiques légères et compactes, simples et pratiques, le rendent populaire pour l'enseignement de base

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Type de sortie : tension constante ou courant constant

Plage de sortie : JY300 : 5-300 V, 1-300 mA, maximum 90 W Incrément : iv. 1mA

Plage de temps : 1 min-9h, 59min

Affichage : LED

Prises de sortie : Deux ensembles de prises de sortie

Dimension (LxlxH) : 280x237x118 (mm)

Poids : 3,0 (kg)

Coque de moulage, touches tactiles, contrôle intelligent par microprocesseur ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Mémoire automatique ;
Opération de synchronisation standard ;
Détection automatique de vide, surcharge.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrophorese/16266-generateur-pour-electrophorese-modele-jy-300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com