

FICHE PRODUIT



Réservoir d'électrophorèse horizontale, Modèle JY-SPCT

Référence : SOC-JYSPCT

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTIONS:

Réservoir d'électrophorèse horizontale, Modèle JY-SPCT

- Un tampon abondant garantit non seulement des effets de refroidissement, mais maintient également la valeur du pH stable pendant tout le processus d'expérimentation.
- Les électrodes amovibles permettent une maintenance et un remplacement faciles et rapides.
- Avec un design de couleur de fond sur le plateau, pratique pour ajouter des échantillons.
- Il est plus pratique d'ouvrir le couvercle avec les boutons faciles à ouvrir.
- Il empêche la volatilisation du tampon et les fuites d'électricité grâce au couvercle transparent.

- Taille du gel (Lxl): 60x120(mm)
60x60(mm)

Nombre d'échantillons: 1-100

Volume total de tampon: 550(ml)

Dimensions (LxlxH): 300x160x75 (mm)

Poids: 1,1 (kg)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrophorese/16267-reservoir-d-electrophorese-horizontale-modele-jy-spct.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com