

FICHE PRODUIT

Top Lubrifiant Instruments Rotatifs Aérosol 500ml

Référence : SOC-601682

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Techniques:

Produit dangereux UN 1950 Classe 2.1

Aérosol lubrifiant universel pour instruments rotatifs

Conditionnement: 500 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/16270-top-lubrifiant-instruments-rotatifs-aerosol-500m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com