

FICHE PRODUIT



Toise pour pèse-bébé seca 233

Référence : SOC-SECA233

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Toise SECA 233, pour pèse-bébé modèle seca 376 et seca 374

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/toise-pour-bebes/16272-toise-pour-pese-bebe-seca-233.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com