

FICHE PRODUIT



Tonomètre à rebond iCare ic100

Référence : SOC-IC100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Convient à tous les patients

Mesure rapide

Facile à utiliser

Séquence de mesure automatisée

Cohérente et répétable

Aucun étalonnage nécessaire

Tonomètre iCare IC100 pour tous les professionnels de l'ophtalmologie

L'iCare IC100 est un choix fiable pour tous les professionnels des soins oculaires. Avec ce tonomètre, vous pouvez mesurer la pression intraoculaire des patients en position assise ou debout.

Idéal pour une utilisation en tout lieu. Entièrement portable, l'iCare IC100 permet de mesurer la PIO de vos patients où qu'ils se trouvent. Les résultats sont toujours fiables.

Caractéristiques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Poids : 250g.
- Fonctionne 4 piles AA.
- Plage d'affichage : 7-50mmHg.
- Unité : millimètre de mercure (mmHg).
- Protection contre les chocs électriques de type B.
- Température de stockage entre 5°C et 40°C.
- Le tonomètre est fourni avec 100 sondes à usage unique, piles, manuel d'utilisation, malette de transport.

Livré avec :

- 1 Tonomètre iCare ic100 (TA011)
- 100 sondes à usage unique
- 4 piles
- Manuel d'utilisation
- Malette de transport

Accessoires optionnels

- Sondes TP01 à usage unique pour Tonomètre iCare IC100 : (ic100, ic200, Home, One, TA01i, Tonovet, Tonolab)

Boîte de 600 pièces

- Sondes TP01 à usage unique pour Tonomètre iCare

Boîte de 100 pièces

- Sondes TP01 à usage unique pour Tonomètre : (ic100, ic200, Home, One, TA01i, Tonovet, Tonolab)

5 x Boîte de 100 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/16277-kit-tonometre-icare-ic100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com