

**FICHE PRODUIT**

## Aiguilles à fistule

Référence : SOC-AVF542

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

Aiguilles à fistule (15G/16G/17G) (aile fixe / aile tournée)

Quantité minimale de commande : 500 pièces / carton (57×44×29cm)

### Conformité et garantie

  
Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/16282-aiguilles-a-fistule.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com