


FICHE PRODUIT



Appareil/Générateur d'hémodialyse avec hémodiafiltration, Modèle D800H

Référence : SOC-D800H

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Description du Générateur d'hémodialyse avec hémodiafiltration, Modèle D800H

Le générateur d'hémodialyse Modèle D800H est une machine à double pompe à sang, avec pompe à fluide de substitution, HDF). Doté d'un Écran tactile de 15 pouces, il est réglable avec un moniteur librement 180 ° rotatif qui peut être visualisé à partir de chaque angle. Surveillance NIBP & SPO2. SPO2 est une clé paramètre à infléchir si la personne touchée par le Covid-19. objectifs de la thérapie chez les patients COVID -19 est pour maintenir la SpO2 au-dessus de 88 %. Les fluides et les économies d'énergie réduisent le fonctionnement coût du traitement. Le Circuit de dialysat étanche à la poussière. Batterie de secours intégrée pendant au moins 30 minutes. Deux filtres de liquide de dialyse à l'arrière permettent le HDF en ligne. Fonction d'appel infirmière, 2G. Dialyse ultra pure avec filtre. Le programme plus accessible.

Caractéristique du Générateur d'hémodialyse avec hémodiafiltration, Modèle D800H

Écran tactile en verre de 15 pouces, verre résistant à la corrosion avec toucher sensible

Grand plateau d'accessoires pour placer les accessoires

Rotation d'angle de 180° pour satisfaire différents angles de demande

L'alarme sonore à 360 ° sera remarquée quel que soit l'angle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La batterie haute capacité peut fonctionner en continu jusqu'à 30 mil

Prise en charge de la surveillance PNI et SpO2

Carte IC du patient et système de gestion des données

Combiné avec DF210 pour mettre en œuvre une dialyse ultra pure

Production de liquide de substitution par le biais de filtres de liquide de dialyse en deux étapes pendant le traitement en ligne HDF

Prend en charge le système de distribution de liquide de dialyse bi-cartouche et central

Emballage : 91,5 x 74 x 179 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/16284-appareil-generateur-d-hemodialyse-avec-hemodiafiltration-modele-d800h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com