

FICHE PRODUIT



Ligne de sang de base pour appareil de dialyse

Référence : SOC-54328

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ligne de sang de base pour appareil de dialyse D800 ou Machine Fresenius, B.Braun, Nipro, BAXTER et autres marques.

Quantité minimale de commande : 24 sets/carton (56 × 40 × 23 cm)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/16286-ligne-de-sang-basique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com