

**FICHE PRODUIT**



## Unité de purification d'eau 20 lits

Référence : SOC-JS2750

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

- Description

Unité principale à double osmose inverse

Le réservoir de stockage d'eau purifiée est inclus.

Conception séparée du prétraitement et du panneau de commande

Une technologie unique de conservation de l'eau peut éviter la reproduction microbienne des eaux usées statiques

Conception unique d'aval à trois voies et grand coude incurvé

Module de contrôle principal allemand SIEMENS PLC, interface multilingue

Technique de compensation de température

Désinfection par la chaleur,

Unité moderne avec module de conception amélioré et facile.

Diverses façons d'économiser l'eau, taux d'utilisation élevé de l'eau et taux de recyclage de l'eau supérieur à 70 %

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Débit d'eau de sortie : 750 L/H

Jusqu'à l'offre de lits : 20 lits

Taille de l'emballage hôte : 156\*101\*185 cm<sup>3</sup>

Taille de prétraitement : 150\*120\*210 cm<sup>3</sup>

Eau purifiée taille du réservoir de stockage : 91\*91\*185 cm<sup>3</sup>

Poids brut : 1070 KG

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/16287-unite-de-purification-d-eau.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)