

FICHE PRODUIT



Anse de platine avec manche et capuchon D.1,5MM 1uL

Référence : SOC-223708

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Anse de platine avec manche et capuchon D.1,5MM 1uL
Origine: France
Poids: 0.26kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/anse-de-billeau/16292-anse-de-platine-avec-manche-et-capuchon-d-1-5mm-1ul.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com