

FICHE PRODUIT

Sac de secours SST vendu plein

Référence : SOC-1722B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Sac de secours SST vendu plein

Le sac de secours SST est un sac d'urgence étudié pour équiper un sauveteur secouriste du travail.

Il dispose de plusieurs poches de rangement.

Dimensions : 340 X 260 X 200mm

Nombre d'utilisateur : 15 à 30 personnes

Couleur : Rouge

Capacité : 20 l

Spécificités : Grande capacité

Garantie : 1 an

Poids : 1.37 kg

Composition:

- 1 kit coussin hémostatique
- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- 1 masque bouche à bouche
 - 1 pack de froid instantané 250g
 - 6 pansements 19 x 72mm
 - 4 pansements 40 x 60mm
 - 2 pansements 60 x 100mm
 - 2 pansements compressifs stériles
 - 2 mèches hémostatiques
 - 6 compresses stériles individuelles 5 x 5 cm
 - 2 bandes extensibles 3m x 5cm
 - 2 bandes extensibles 3m x 7cm
 - 1 rouleau de sparadrap sécable 5m x 2cm
 - 1 pince à écharde en inox
 - 1 paire de ciseaux 13cm graduée
 - 2 paires de gants jetables
 - 12 épingles de sûreté
 - 6 compresses de désinfectant (chlorhexidine)
 - 6 sachets de gel hydroalcoolique
 - 4 doses de sérum physiologique stériles
- Guide premiers soins multilingues 10 pages

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/premier-secours/16294-sac-de-secours-sst-vendu-plein.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com