

FICHE PRODUIT

Pince De Bakey, clamp pour anévrisme aortique, coudée à 20,5cm

Référence : SOC-060722

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Pince De Bakey, clamp pour anévrisme aortique, coudée à 20,5cm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pinces/16295-pince-de-bakey-clamp-pour-anevrisme-aortique-coudee-a-20-5cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com