

FICHE PRODUIT



Holter ECG, avec logiciel, modèle cardio M

Référence : SOC-30909453

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Cardio M Holter est un appareil ECG 3 canaux haute résolution.

Cet appareil d'électrocardiographie détecte simultanément les stimulateurs cardiaques dans les 3 canaux.

Spécifications techniques de l'électrocardiographe Cardio M Holter:

- Détection de stimulateur cardiaque
- Interface LCD simple et conviviale
- De nombreux outils
- Analyse automatique brevetée
- carte SD de 4 Go
- Transfert rapide de données
- Durée d'enregistrement: 24/48 heures
- Gamme de fréquence: 0,05 ~ 410 Hz 3dB
- Dimensions: 91 x 57 x 16,5 mm
- Fréquence d'échantillonnage de 10.000Hz
- Analyse automatique brevetée
- Économie d'énergie - 1 pile AAA jusqu'à 96 heures d'enregistrement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ne pèse que 82g
- Détection automatique du stimulateur cardiaque
- Transmission complète des données en 10 secondes
- Ecran LCD pour surveiller l'application de l'électrode

Technologie: Numérique

Option: à réseau sans fil, Avec Spiromètre

Affichage: Écran simple

Imprimante: Optionnelle

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/16309-holter-ecg-avec-logiciel-modele-cardio-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com