

FICHE PRODUIT



SET Vidéo Médiastinoscope

Référence : SOC-878441

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

SET de vidéo-Médiastinoscope modèle extensible

Les avantages

- Utilisation en « médiastinoscopie étendue », autrement dit l'espace gagné par l'extension parallèle et distale permet de mieux accéder aux ganglions lymphatiques latéraux
- Visualisation permanente grâce à l'endoscope intégrée
- Canal d'irrigation et d'aspiration pour nettoyage de l'optique pendant l'intervention
- Réglable en hauteur (réglage parallèle)
- Extrémité distale extensible
- À connecter aux systèmes de caméra courants
- Aucune électrode neutre requise pour un travail haute fréquence
- Entièrement démontable – y compris le mécanisme de réglage
- Très maniable – mécanisme de réglage optimisé grâce à l'utilisation de roulements à billes de précision
- Répond aux directives de retraitement les plus récentes

Caractéristiques

Médiastinoscope à double spatule réglable avec son tube d'aspiration/irrigation
- Direction de vision: 35°; Longueur: 160mm ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Autoclavable : OUI ;
- Tube d' aspiration/irrigation pour lavage : Longueur: 164mm,
- Câble de lumière froide , Diam 3,5 mm, Longueur 2300 mm complet

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/16317-set-video-mediastinoscope-de-type-ris.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com