

**FICHE PRODUIT**

## Desserte de laboratoire 3 étagères

Référence : SOC-LL4201

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Les dessertes pour votre laboratoire sont un complément indispensable à vos paillasse. Le matériau en polyéthylène haute densité, le support : sur pieds ou sur roulettes. La plupart des modèles sont montés sur roulettes et servent de table roulante pour changer de place votre matériel et vos instruments, l'équipement : les tables sont équipées d'étagères, éventuellement réglables en hauteur, suivant les modèles, de placards, ou de plateaux en forme de bac de rétention pour maintenir le matériel entreposé et récupérer d'éventuelles fuites de liquide ou de poudre.

**Résistance physique et chimique**

- Fabriquées en polyéthylène haute densité.
- Résistantes aux chocs et aux produits chimiques.
- Peuvent être utilisées quotidiennement sans usure prématurée.

**Roulettes**

- 4 roulettes antistatiques dont 2 roulettes bloquantes.
- Possibilité de monter 2 grandes roulettes Ø 100 mm, qui facilitent le déplacement et Permettent l'utilisation des dessertes sur sol bosselé ou abîmé.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

- Particulièrement stable et solide, chaque plateau supporte jusqu'à 30 kg
- 2 poignées pour enrouler une rallonge électrique il est prévu un support qui est accroché sous le plateau supérieur.
- Dimensions : Desserte 610x460x1060.
- Livrées à plat, montage très simple

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/16318-desserte-de-laboratoire-3-etageres.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com