


FICHE PRODUIT

Doppler fœtal Sonicaid SR3

Référence : SOC-21283ECH

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le doppler fœtal Sonicaid SR3 intègre une sonde fixe et étanche (IPX7) de 3 MHz. Cette sonde à haute sensibilité est tout particulièrement adaptée à la détection du rythme cardiaque fœtal dès le début de la grossesse. Le doppler fœtal Sonicaid SR3 est doté de deux modes d'affichage des données :

- Affichage de la fréquence cardiaque sous forme donnée chiffrée en gros caractère
- Affichage sous forme de tracé, particulièrement utile pour surveiller l'évolution du RCF en cas de situation à risque.

Très adapté pour les examens à domicile, le doppler fœtal Sonicaid SR3 est doté de deux piles rechargeables et dispose d'une autonomie de 500 examens d'une minute.

Spécificités :

- Technologie DDNR pour le traitement sonore numérique (Réduction de bruit)
- Minuterie d'observation du travail de 15 minutes
- Indicateurs du seuil du RCF réglables par l'utilisateur
- Sortie audio pour écouteurs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Interface Logiciel Sonicaid
- Prise micro USB pour mise en charge de l'appareil sur secteur
- Chargeur de pile aux normes médicales 110-240 V

Sondes disponible : 3 MHz inclus (sonde fixe)

Ecran : Type Écran LCD

Affichage : Affichage du rythme cardiaque fœtal Témoin usure de la pile

Spécificités techniques

Plage de mesure : 60-210 BPM

Précision : ± 3 BPM

Arrêt automatique : après 10 min ou après 3 min sans signal

Audio : Haut-parleur intégré

Sortie audio pour écouteurs

Autonomie : 500 examens d'une minute

Dimensions : 14 x 7,5 x 3 cm

Poids : 310 g

Livré avec :

2 x piles rechargeables AA

1 sonde 2 MHz

1 tube de gel

Manuel utilisateur

Sacoche de transport

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/16319-doppler-foetal-sonicaid-sr3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com