

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

**Tube 5ml,
polypropylène, Fond
rond, Stérile,
75x13mm-bouche
stérile**

Référence : CEB-TH5SPP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit**Description:**

- * Tubes plastiques fond rond, bord droit 5ml, polypropylène, stérile;
- * Pour usage général de laboratoire;
- * Dimensions Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 75mm;
- * Bouchon: SOC-OBA11/13;
- * Conditionnement minimum de vente: carton de 2000.

Conformité et garantie**CE**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit-5-ml/1632-tube-5ml-polypropylene-fond-rond-75x13mm-bouche-ionises.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com