

**FICHE PRODUIT**



## **Rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin TOP de 57 x 32 mm avec adhésif permanent**

Référence : SOC-3006318

### **Points forts**

- délais : 48 heures

## **Description du produit**

- Description

### **Rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin TOP de 57 x 32 mm avec adhésif permanent**

Les rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin top Zebra Z select 200T de 57x32mm avec adhésif permanent que vous présente SOCIMED vous permettent le marquage des produits, l'étiquetage des cartons, des palettes, la signalisation, le repérage... Ces rouleaux d'étiquettes transfert thermique Velin top Zebra Z select 200T de 57 x 32mm avec adhésif permanent répondent également à chacun de vos besoins d'impression code barre à l'aide de votre imprimante transfert thermique.

Caractéristiques techniques du Rouleau d'étiquettes transfert thermique:

- Conditionnement de vente: Carton de 12 rouleaux.
- Type d'adhésif: permanent
- Nombre d'étiquettes par rouleau: 2100.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Largeur étiquette (mm): 57.
- Hauteur étiquette (mm): 32.
- Diamètre extérieur de la bobine (mm): 127.
- Diamètre du mandrin (mm): 25.
- Couleur du papier: Blanc.
- Poids: 0.38 kg.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/16320-rouleaux-d-etiquettes-transfert-thermique-velin-top-de-57-x-32-mm-avec-adhesif-permanent.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)