

FICHE PRODUIT



Ceinture pelvienne de stabilisation de fracture pelvienne 81-127 CM

Référence : SOC-547839

Description du produit

- Description

Permet de stabiliser et réduire les fractures du bassin en toute sécurité et efficacement.

Ne possédant pas de pièces détachables, permet une utilisation facile en seulement 3 gestes, en moins d'une minute.

Bloquage de la boucle « auto-stop » lorsque la traction nécessaire autour du bassin est atteinte (en fonction de la morphologie du patient).

Maintient une compression stable.

Produit radio-transparent et adapté pour les IRM.

Arrière offrant peu d'adhérence, ce qui permet de faciliter les transferts.

Caractéristiques

Vérifier qu'il n'y a aucun objet dans les poches ou au niveau du bassin de la victime.

Température de stockage : -18 à 60°C.

Utilisation : Réutilisable

Non stérile

Matière : Nylon, polypropylène, polyester, vinyle, uréthane, copolymère acétal, acier inoxydable,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Sans latex

Instructions d'utilisation : Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant

Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule

Entretien : Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne

Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave)

Classification : Dispositif médical de Classe 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/16323-ceinture-pelvienne-de-stabilisation-de-fracture-pelvienne-81-127-cm.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com