

FICHE PRODUIT



Système de radiographie numérique directe, Modèle DF-211H

Référence : SOC- DF211H

Description du produit

- DESCRIPTION:

Système de radiographie numérique directe, Modèle DF-211H

- Contrôlé par ordinateur, fonctionne simplement et commodément.
- La conception avancée à haute fréquence garantit une image de la plus haute qualité.
- Exposition de courte durée, facile à acquérir des images instantanées.
- Les hauts kV et les hauts mA répondent aux exigences de la radiographie pour toutes les parties anatomiques.
- Programme pratique d'exposition APR.
- Protection parfaite du système, affichage pratique et précis des codes d'erreur.

Tube à rayons X

- Excellent tube à rayons X, haut Kv, petit foyer.
- Répond à toutes les exigences de la radiographie, optimisant les images.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Table radiographique

- Une seule table radiographique, qui offre la solution parfaite en raison de son extrême flexibilité, peut se déplacer de manière stable et fiable, en fonctionnant de manière pratique.
- Réaliser la radiographie normale et pendulaire.
- La radiographie multi-angle répond aux exigences cliniques.
- Le tube radiogène rotatif à 90° peut être utilisé avec le support thoracique vertical.
- Radiographie haute fréquence, qualité d'image la plus élevée.
- En utilisant la meilleure technologie mondiale de conversion de fréquence, la haute fréquence 200 kHz assure les ondes de sortie de haute tension lisses.

Configuration standar:

Générateur : IPC

Tube à rayons X : TOSHIBA / VARIAN

Tableau radiographique : DFY-I

Collimateur : SS-1

Câble haute tension : XDL7512

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/16325-systeme-de-radiographie-numerique-directe-modele-df-211h.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com