

FICHE PRODUIT



Chariot d'urgence, Modèle F-46

Référence : SOC-F4620

Description du produit

Chariot d'urgence, Modèle F-46

1. Colonne en alliage d'aluminium avec construction en plastique d'ingénierie ABS
2. Base avec roulettes dia--125mm, dont deux avec freins
3. Cinq tiroirs (2 petits, 2 moyens et 1 grand) petits et moyens tiroirs intérieurs avec distributeur de médicaments peuvent être organisés facilement et librement
4. Avec les accessoires connexes pour l'urgence comme ci-dessous :
 - 1) Pôle IV ; 2) poubelle ; 3) cassette de fichiers ; 4) conteneur d'élimination des aiguilles ; 5) étagère défibrillateur ;
 - 6) côté latéral avec tablette de travail coulissante ; 7) dos avec panneaux cardiaques en plastique ABS ;
 - 8) support de réservoir d'oxygène
5. Système de verrouillage central

Dimensions: L695 * W567 * H1010mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/16326-chariot-d-urgence-modele-f-46.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com