

FICHE PRODUIT



Chariot à médicaments, Modèle F-45

Référence : SOC-F4510

Description du produit

- DESCRIPTION:

Chariot à médicaments, Modèle F-45

Configurations standards :

- ☐ Tiroirs ABS (2)
- ☐ Tablette de parement (1)
- ☐ Verrouillage centralisé (1)
- ☐ Roues jumelées Dia.125 avec freins (4)
- ☐ Anti-pare-chocs (4)

Accessoires standards:

- ☐ Poubelle (2)
- ☐ Support de conteneur d'élimination des aiguilles (1)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conteneur d'élimination des aiguilles (1)
- Support de désinfectant (1)
- Pôle IV (1)
- Support de cassette médicale (acier inoxydable)

Dimensions □ L695×W567×H1010mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-medicaments/16327-chariot-a-medicaments-modele-f-45.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com