

FICHE PRODUIT



Tête de caméra EndoorCam de Tontarra

Référence : SOC-SCH0953901

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Tête de caméra EndoorCam de Tontarra

Pour les Caméras des systèmes d'endoscopie
Caractéristiques

- Zoomage haute définition
- Résolution du capteur : 1920 x 1080, 50/60p
- Touches de fonction : 3 individ. programmable & touches lumineuses
- Endocoupleur : Pour oculaire standard ; verrouillable
- Zoom parfocal : $f = 14,25 - 28 \text{ mm}$
- Prise de connexion étanche
- Connexion d'endoscope verrouillable
- Longueur du câble de la caméra : 3,5 m
- Poids tête de caméra (sans câble) : 210 g
- Zoom optique 2x
- Zoom numérique 3x

Compatible avec les caméras EndoorCam 10 et EndoorCam 20

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/endoscopie/16332-tete-de-camera-endoorcam-de-tontarra.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com