

FICHE PRODUIT



Stérilisateur à vapeur de laboratoire NUC 40M

Référence : SOC-NC40M

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Stérilisateur à vapeur de laboratoire NUC 40M

Spécialement développé pour la stérilisation à la vapeur de milieux liquides et de culture, le NC 40M est l'un des développements bénéficiant de la longue expérience de NÜVE en matière de stérilisation à la vapeur. Une sonde de température flexible peut être placée dans un récipient à liquide pour garantir que le temps de stérilisation requis ne commence que lorsque les fluides eux-mêmes sont à la température indiquée dans le protocole.

Caractéristiques principales:

Capacité maximale : 2x5 litres

Spécialement développé pour la stérilisation à la vapeur de milieux liquides et de culture

Deux programmes gratuits pour liquide et solide et un programme spécial pour la fonte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques	CN 40M
Volume de la chambre	40 litres
Écart de température	105°C - 135°C
Système de contrôle	Système de contrôle N-Smart™
Affichage	Écran LCD coloré de 4,3 pouces
Nombre de programmes prédéfinis	2 pour les liquides, 3 pour les solides
Nombre de programmes gratuits	1 pour liquide, 1 pour solide
Plage de température du programme de fusion	60°C - 100°C
Minuterie pour programmes gratuits	1-300 minutes
Minuterie pour les programmes de fusion	1 à 60 minutes
Minuterie de démarrage différé	Programmable avec date et heure réelles
Matériau de la chambre	Acier inoxydable
Nombre de paniers	2 pièces. (Ø 295 x 242 mm)
Consommation d'énergie	2500W
Source de courant	230 V / 50 Hz
Dimensions de la chambre (diamètre x profondeur) mm	Ø 320 x 520
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	590x600x990
Dimensions de l'emballage (L x P x H) mm	570x660x1200
Poids net / emballé kg	80/91

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-sterilisateur/16340-sterilisateurs-a-vapeur-de-laboratoire-nuve-nc-40m-90m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com