

FICHE PRODUIT

LAMPE A FENTE NIDEK SL-9800 LED

Référence : SOC-SL9800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

LAMPE A FENTE SL-9800

La SL-9800 est une lampe à fente à lumière LED de type Zeiss (par le bas), conçue pour observer l'œil et ses annexes (paupières et contour de l'œil), du segment antérieur (cornée, chambre antérieure et cristallin) au segment postérieur (vitré et rétine), accessible à l'aide de verres grossissants spéciaux.

Caractéristiques techniques:

- Eclairage LED type Zeiss résistant à la chaleur
- Biomicroscope galiléen avec système optique convergent 6°
- 5 grossissements jusqu'à 40x
- Compensation d'amétropie +/- 8D
- Ajustement inter-pupillaire de 50 à 80 mm
- Largeur de fente de 0 à 14 mm
- Hauteur de fente de 1 à 14 mm
- Rotation de la fente +/- 90° (système TABO)
- Filtres inclus : bleu, bleu cobalt, anérythristique, résistant à la chaleur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mentonnière réglable jusqu'à 70 mm
- Set pour objectif Hruby
- Kit de numérisation (en option)
- Capteur CCD de 2 mégapixels
- Résolution photo 1624 x 1232, résolution vidéo 1280 x 960
- Fréquence 15 ips
- Barre de gouvernement avec interrupteur
- Reconnaissance gauche/droite
- Logiciel Phénix
- Compatibilité DICOM

Accessoires standards:

- Mise au point mise au point
- Couvercle de protection
- Feuille de protection pour mentonnière
- Plaque de protection
- Plaque de protection COVID

Condition:

Si vous disposez d'une table électrique, la lampe doit être commandée avec un transformateur pour l'alimentation (**ref TRANSFO. DSL0150**)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/16341-lampe-a-fente-nidek-sl-9800-led.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com