

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe à 3 canaux, MK-1203C

Référence : SOC-20221

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Descriptipn

Electrocardiographe à 3 canaux, MK-1203C ECG

Dérivation : 12 dérivation, Standard ou Cabrera, 12 dérivation acquisition simultanée

Circuit d'entrée : flottant, protection contre la défibrillation

Écran LCD : 480*680 Écran LCD couleur de 7 pouces affichant la forme d'onde ECG, les conditions de fonctionnement, l'heure, la fréquence cardiaque, etc.

Sécurité : IEC Classe IIa, type CF

Taux d'échantillonnage : 8000 échantillons/Sec

Dynamique d'entrée : $\pm 500\text{mV}$

Mode de fonctionnement : automatique, manuel, enregistrement compressé des 60 dernières années sur un seul canal, analyse du rythme (histogramme R-R et diagramme de tendance).

Filtre : AC(50Hz or 60Hz, -20dB) ; EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) ; Drift (0.5Hz,-3dB)

Taux de rejet du mode commun CMRR : $>100\text{dB}$ (with AC filter)

Courant du circuit d'entrée : $\leq 0.1\mu\text{A}$

Impédance d'entrée : $\geq 50\text{Mohm}$

Constante de temps : $\geq 3.2\text{ Sec}$

Réponse en fréquence : 0.05--150Hz,-3dB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Niveau de bruit : $\leq 15 \mu V_{p-p}$
Sensibilité : 1.25; 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mV $\pm 2\%$
Tension d'étalonnage : 1 mV $\pm 2\%$
Fuite de courant du patient : $< 10 \mu A$
Protection : Protection contre la défibrillation et le stimulateur cardiaque
Système d'impression : Imprimante thermique ; $\geq 8 \text{ dot/mm}$ (Vertical), $\geq 40 \text{ dot/mm}$ (Horizontal), vitesse d'impression à 25 mm/s.
Vitesse d'impression : 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/s $\pm 3\%$
Sortie d'impression : 3/2 channel; 3/2+1 channel; 3/3 channel; 3/3+1 channel
Taille du papier : Type de rouleau 80 mm * 20 m
Câble patient : standard 10 fils
Stockage des rapports : 200 rapports dans la mémoire intégrée ; présentation, révision et réimpression du rapport.
Indicateur : Détection de dérivations
Alimentation électrique : Batterie rechargeable 11.1V 1800mAh Li-poly (DC) ; 220V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 2\%$, 75VA (AC)
Spécification des fusibles : 2 $\Phi 5 \times 20 \text{ mm}$ 3.15A 250V
Dimension de la machine : 285(W) * 200(D) * 55mm(H)
Poids de la machine : 2,0 kg (machine seule)
Poids brut : 3,5 kg (avec accessoires)
Taille du carton : 41*32*17cm(1pc), 67*44*55cm(6pcs/carton)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/16343-electrocardiographie-3-canaux-mk-1203c-ecg.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com